

- O37. COOK Evolution RL を使用しリード全抜去に成功した 2 例
三好 章仁 岡山大学病院循環器内科
- O38. 開心術時に脱落した CRTD 右房リードにより心室頻拍が頻発し、緊急で再留置を行った 1 例
中西 智之 加古川中央市民病院循環器内科
- O39. Lumenless ペーシングリードが短期間でペーシング不全となった 1 例
坂谷 知彦 京都第二赤十字病院循環器内科
- O40. 当院におけるアイソライン断線の検討
仲村 健太郎 浦添総合病院循環器内科

第2会場 13:40~14:40

リードレスペースメーカー2

座長 熊谷 浩司 東北医科薬科大学病院内科学第一講座
岡田 綾子 信州大学付属病院循環器内科

演者

- O41. CT を用いたリードレスペースメーカー留置部位の検討
杉野 浩 呉医療センター・中国がんセンター循環器内科
- O42. Performance of Leadless Pacemakers in Japanese Patients vs. Rest of the World-Results From a Global Clinical Trial
副島 京子 杏林大学医学部附属病院循環器内科
- O43. 三尖弁形成術後にリードレスペースメーカー植込みを行った 2 例
溝渕 雅彦 心臓病センター榊原病院循環器内科
- O44. テザー切離後 Micra の「Dancing」現象を来し、急性期に体位変換による閾値上昇を認めた 1 例
劔 卓夫 済生会熊本病院循環器内科不整脈先端治療部門
- O45. 三尖弁置換術後の徐脈性心房細動にリードレスペースメーカーを植込みした 1 例
倉田 征昭 昭和大学藤が丘病院循環器内科